



オーラルアカデミー

一般矯正装置



<https://oral-academy.com/>

矯正装置(可動装置)

アクチベーター(FKO) スクリュー有/無	アングルⅡ級、アングルⅢ級の改善のための装置
バイオネーター(Ⅰ・Ⅱ)	標準型はアングルⅠ級とアングルⅡ級Ⅰ類の改善のための装置 開咬型は開咬症例の改善のための装置
バイオネーター(Ⅲ)	アングルⅢ級の改善のための装置
ツインブロック(上下セット) スクリュー追加	アングルⅡ級改善のための装置
BJA(上下セット)	上顎を前方成長促進させ骨格性の受け口を改善のための装置 下顎の成長方向を調整
バイオブロックⅠ	歯並び及び、顎の成長不良を正しい位置に誘導し、咬み合わせを改善する装置
ナンスのホールディングアーチ	抜歯後や矯正治療中の歯の移動を防ぐ役割を果たし、6番の位置を維持するの重要な装置
リンガルアーチ	側方歯群が早期乳歯脱落した際の保険装置 補助弾線による弱く持続的な矯正力により、前歯部の近心、遠心、唇側移動に対応可能
ポーター	上下顎に使用するヘリカルループが無いタイプの固定式装置
バイヘリクス	ヘリカルループが2つで下顎の側方拡大のための固定式装置
クワドヘリクス	ヘリカルループが4つで上顎の側方拡大のための固定式装置
急速拡大	上顎骨の側方拡大に使用するための固定式装置。



ナンスのホールディングアーチ
+STロック



リンガルアーチ



リンガルアーチ+STロック



急速拡大



FIXリテーナー



FIXリテーナーシリコンコア付



クリアリテーナー



リンガルアーチ+STロック+スプリング

リテーナー(保定装置)

ラップアラウンド(Begg)	矯正治療後に後戻りを防止に使用する取り外し式の保定装置 (バックタイプリテーナー/サーカムフィレンリテーナー)
ホーレー	矯正治療後に主に前歯部の後戻りを防止に使用する取り外し式の保定装置
スプリングリテーナー(前歯部)	矯正治療後の後戻りを防止や前歯のみの部分治療にも使用できる 取り外し式の保定装置
QCM (クリアボウ)	矯正治療後に後戻りを防止に使用する取り外し式の保定装置 前歯の部分が透明なため審美性に優れている
FIX	固定式タイプのリテーナー。前歯の裏側に細い針金を歯に接着 することで固定する
ソフトリテーナー (クリアリテーナー)	ソフト 1~4mm ハード 0.8~1.2mm 二層式 歯茎部カット セットアップ 矯正治療後に後戻りを防止に使用するマウスピースタイプの保定装置 透明なため審美性に優れている
マウスガード	スポーツ時の口腔内の怪我防止のために使用

オプション

- ・各種スプリング1本追加
- ・スクリュー追加
- ・STロック 両側
- ・クローザットクラスプ変更の場合
- ・ロウ着1箇所
- ・リップバンパー